

zilvernitraatstift

Productinformatie

Zilvernitraatstift; voor het behandelen van wratten en het verwijderen van overtollig weefsel (bij het genezingsproces van wonden).

De zilvernitraatstift, ook wel caustische (bijtende) stift genoemd, bevat zilvernitraat en kaliumnitraat. De hoge concentratie zilvernitraat werkt korstvormend en bijtend. Kaliumnitraat wordt gebruikt als verdunnings-middel zodat de reactie van het zilvernitraat milder is. Het mengsel is na bevochtiging gereed voor gebruik. Het middel zit op de punt, wat een puntsgewijs gebruik mogelijk maakt zodat de werking tot nauwkeurig afgebakende plekken beperkt blijft. Hoe hoger het percentage zilvernitraat, hoe sneller de werking wordt geactiveerd. De hoeveelheid zilvernitraat die vrijkomt is afhankelijk van hoe lang de werkzame stof met vocht in contact wordt gebracht.

Specificatie:

- zilvernitraatstift
- met kaliumnitraat



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3000965	Zilvernitraatstift 95% Ru 226511	1 st.	10 st.	14960168
	3033915	Zilvernitraatstift 95% Disposable 226506	100 st.		14960133
	3057372	Zilvernitraatstift 40% Reusable 226504	1 st.		15107000