

Dexcom G7 CGM sensor met geïntegreerde zender steriel

Productinformatie

Dexcom G7, CGM sensor met geïntegreerde zender; meet continue de glucosewaarden in het onderhuidse weefsel.

De sensor met geïntegreerde zender, is aan de onderzijde voorzien van een draadje die net onder de huid wordt ingebracht. De sensor dient ingebracht te worden met behulp van de bijgeleverde sensorapplicator. Met de afdekpleister wordt de sensor op het lichaam bevestigd. Tussen 2 en 6 jaar kan de sensor gedragen worden op de achterkant van de bovenarm, de buik of bovenste deel van de billen. Vanaf 7 jaar kan de sensor op de bovenarm of de buik gedragen worden. De sensor kan 10 dagen blijven zitten. Waterdichtheid: IP58: beschermd tegen binnendringen van stof; beschermd tegen onderdompeling in water tot een diepte van 2.4 meter gedurende 24 uur Steriel verpakt.

Onderdeel Dexcom G7 CGM systeem.

Inhoud:

- CGM sensor
- sensorapplicator
- afdekpleister
- alcoholdoekje
- handleiding

Specificatie:

- CGM sensor
- geïntegreerde zender
- meetbereik: 2.2-22.2 mmol/L
- kan 10 dagen blijven zitten
- omgevingstemperatuur (operationele temperatuur) tussen 10°C en 42°C
- bewaartemperatuur tussen 2°C en 30°C
- zendbereik: 6 meter



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3067518	Dexcom G7 Sensoren 1 Stuk Stk-gt-001 Steriel	1 st.	40 st.	17199786