

OMRON HEM-9210T

bloeddrukmeter automatisch

Productinformatie

OMRON HEM-9210T, automatische bloeddrukmeter; bedoeld om te worden gebruikt voor het meten van de bloeddruk en de hartslag.

Automatische bloeddrukmeter voor de bovenarm, door op de aan/uit knop te drukken wordt de bloeddrukmanchet automatisch met lucht gevuld en start de meting. De bloeddrukmeter meet volgens de oscillometrische meetmethode, deze meetmethode meet de drukwisselingen in de slagader en zet deze beweging om in een digitale aanduiding. De meter is voorzien van een LCD-scherm met Bluetooth connectiviteit, waardoor metingen in de thuissituatie via de verbinding van een app door de zorgverlener ingezien kunnen worden.

De bloeddrukmeter is ook voorzien van een hartslagmeter. De hartslag wordt getoond bij elke bloeddrukmeting. Indien er een onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd zal er een symbool gaan branden op het scherm. Daarnaast heeft de meter een bewegingssensor die kijkt of er bewogen is tijdens de meting.

De bloeddrukmeter heeft een geheugen voor 100 metingen. De batterij indicator geeft aan wanneer de batterijen vervangen dienen te worden. Na gebruik schakelt de bloeddrukmeter automatisch uit. Te gebruiken met 4 AA batterijen. Latexvrij.

Inhoud verpakking:

- OMRON HEM-9210T bloeddrukmeter
- OMRON bloeddrukmanchet bovenarm 22-42cm
- opbergtasje
- 4x AA batterijen
- gebruiksaanwijzing

Specificatie:

- bloeddrukmeter
- automatisch
- oscillometrische meetmethode
- LCD-scherm
- meetbereik bloeddruk: 20 mmHg-280 mmHg
- tolerantie bloeddruk: ± 3 mmHg
- meetbereik hartslag: 40 tot 180 slagen per minuut
- tolerantie hartslag: $\pm 5\%$
- vrij van: latex



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3068864	Omron 9120t Bovenarm Bloeddrukmeter Met Bluetooth OMR-Hem-9210t	1 st.	1 st.	