

wondspreider

Productinformatie

De Medipharchem wondspreider volgens Weitlaner gemaakt van kwaliteitsstaal met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Deze wondspreider is uitermate geschikt om weefsel tijdens een ingreep te spreiden. U kunt de spreider fixeren zodat u uw handen vrij heeft.

Staalsamenstelling

De Medipharchem medische instrumenten volstaan veelal enkel geharde, roestvrije staalsoorten (410/420). Deze staalsoorten voldoen aan de eisen met betrekking tot; duurzaamheid / slijtvastheid, corrosiebestendigheid, stevigheid / stijfheid en elasticiteit. Bij de materiaalkeuze voor een specifiek instrument wordt tevens onderscheid gemaakt tussen *snijdende* en *niet snijdende* instrumenten.

“Voor snijdende instrumenten wordt gebruik gemaakt van harder staal om de duurzaamheid / slijtvastheid te vergroten. Voor niet snijdende instrumenten wordt veelal staal gebruikt dat meer elastisch is. Met name bij pincetten is elasticiteit een essentiële eigenschap.”

Producteigenschappen

- Materiaal: RVS
- Volgens Weitlaner
- Lengte: 10.5 cm
- Scherpe tanden

De wondspreider is leverbaar in diverse afmetingen. Klik hier en bekijk ons assortiment.



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3008151	Medipharchem Wondspreider Weitlaner Scherp 10.5cm Grijs B001635.10	1 st.		
	3072080	Medipharchem Wondspreider Weitlaner Stomp 14cm B001636.14	1 st.		
	3072081	Medipharchem Wondspreider Weitlaner Stomp 17cm B001636.17	1 st.		
	3072079	Medipharchem Wondspreider Weitlaner Scherp 10.5cm Grijs B001635.10	1 st.		