

# scherpe lepel

## Productinformatie

De Medipharchem scherpe lepel volgens Volkmann is gemaakt van kwaliteitsstaal tegen een scherpe prijs. Het instrument is gekenmerkt met een bijzonder dik handvat voor goede grip en een scherp geslepen lepelrand. Deze scherpe lepel van Volkmann is een chirurgisch instrument dat kan worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd.

Het instrument is geschikt voor professioneel gebruik. De lepel is vervaardigd uit hoogwaardig gematteerd RVS en gemerkt met: "Mediphachem-stainless-ce".

### Staalsamenstelling

De Medipharchem medische instrumenten volstaan veelal enkel geharde, roestvrije staalsoorten (410/420). Deze staalsoorten voldoen aan de eisen met betrekking tot; duurzaamheid / slijtvastheid, corrosiebestendigheid, stevigheid / stijfheid en elasticiteit. Bij de materiaalkeuze voor een specifiek instrument wordt tevens onderscheid gemaakt tussen *snijdende* en *niet snijdende* instrumenten.

*"Voor snijdende instrumenten wordt gebruik gemaakt van harder staal om de duurzaamheid / slijtvastheid te vergroten. Voor niet snijdende instrumenten wordt veelal staal gebruikt dat meer elastisch is. Met name bij pincetten is elasticiteit een essentiële eigenschap."*

### Producteigenschappen

- Materiaal: RVS
- Volgens Volkmann
- Model: Recht
- Figuur: 6
- Lengte: 17 cm
- Ovale bek 10 mm
- Leverbaar in verschillende lepelgroottes

Zoekt u een ander lepel? Bekijk ons totale assortiment van scherpe lepels.



# Artikeloverzicht

|                                                                                     | Artikelnr. | Omschrijving                                                          | binnendoos | buitendoos | ZI-nummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|    | 3072069    | Medipharchem Scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal Nr3 170cmx7mm B001576.17 | 1 st.      |            |           |
|    | 3071852    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr2 170cmx6mm B000132.17     | 1 st.      |            |           |
|    | 3071854    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr4 170cmx8mm B000134.17     | 1 st.      |            |           |
|    | 3071847    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr0000 170cmx1mm B000127.17  | 1 st.      |            |           |
|    | 3071850    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr0 170cmx4mm B000130.17     | 1 st.      |            |           |
|    | 3071851    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr1 170cmx5mm B000131.17     | 1 st.      |            |           |
|    | 3071848    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr000 170cmx2mm B000128.17   | 1 st.      |            |           |
|   | 3071849    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr00 170cmx3mm B000129.17    | 1 st.      |            |           |
|  | 3071853    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr3 170cmx7mm B000133.17     | 1 st.      |            |           |
|  | 3071855    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr6 170cmx10mm B000136.17    | 1 st.      |            |           |
|  | 3071856    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr5 170cmx9mm B000135.17     | 1 st.      |            |           |
|  | 3072065    | Medipharchem scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal 3mm B001572.17           | 1 st.      |            |           |
|                                                                                     | 3006744    | Medipharchem Scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal Nr4 170cmx8mm B001577.17 | 1 st.      |            |           |
|  | 3072066    | Medipharchem scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal 2mm B001571.17           | 1 st.      |            |           |
|  | 3072067    | Medipharchem Scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal Nr0 170cmx4mm B001573.17 | 1 st.      |            |           |
|  | 3072074    | Medipharchem Scherpe Lepel Dubbel<br>Volkmann Rond B001584.14         | 1 st.      |            |           |
|  | 3072068    | Medipharchem Scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal Nr1 170cmx5mm B001574.17 | 1 st.      |            |           |
|  | 3072070    | Medipharchem Scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal Nr2 17cmx6mm B001575.17  | 1 st.      |            |           |

|                                                                                     | Artikelnr. | Omschrijving                                                              | binnendoos | buitendoos | ZI-nummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|    | 3072071    | Medipharchem Scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal Nr4 170cmx8mm B001577.17     | 1 st.      |            |           |
|    | 3072072    | Medipharchem Scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal Nr5 170cmx9mm B001578.17     | 1 st.      |            |           |
|    | 3072086    | Medipharchem Scherpe Lepel Dubbel<br>Willinger Rond Nr2-3 B001648.13      | 1 st.      |            |           |
|    | 3072083    | Medipharchem Scherpe Lepel Dubbel<br>Willinger Ovaal Nr0-1 B001646.13     | 1 st.      |            |           |
|    | 3072084    | Medipharchem Scherpe Lepel Dubbel<br>Willinger Ovaal Nr1-2 B001647.13     | 1 st.      |            |           |
|    | 3072073    | Medipharchem Scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal Nr6 17cmx10mm B001579.17     | 1 st.      |            |           |
|    | 3006743    | Medipharchem Scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal Nr3 170cmx7mm B001576.17     | 1 st.      |            |           |
|                                                                                     | 3016307    | Medipharchem scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal 2mm B001571.17               | 1 st.      |            |           |
|                                                                                     | 3008150    | Medipharchem Scherpe Lepel Dubbel<br>Volkmann Rond B001584.14             | 1 st.      |            |           |
|                                                                                     | 3006754    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr3 170cmx7mm B000133.17         | 1 st.      |            |           |
|                                                                                     | 3006740    | Medipharchem Scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal Nr0 170cmx4mm B001573.17     | 1 st.      |            |           |
|                                                                                     | 3006755    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr4 170cmx8mm B000134.17         | 1 st.      |            |           |
|  | 3006742    | Medipharchem Scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal Nr2 17cmx6mm B001575.17      | 1 st.      |            |           |
|                                                                                     | 3006757    | Medipharchem Scherpe Lepel Bruns<br>Rond Nr6 170cmx10mm B000136.17        | 1 st.      |            |           |
|                                                                                     | 3016308    | Medipharchem scherpe Lepel Volkmann<br>Ovaal 3mm B001572.17               | 1 st.      |            |           |
|                                                                                     | 3006747    | Medipharchem Scherpe Lepel Dubbel<br>Willinger Ovaal Nr1-2 B001647.13     | 1 st.      |            |           |
|  | 3006759    | Medipharchem Scherpe Lepel Dubbel<br>Martini Rond Nr1-2 13.5cm A033498.12 | 1 st.      |            |           |