

wondhaak

Productinformatie

De Medipharchem wondhaak volgens Volkmann gemaakt van kwaliteitsstaal met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dit instrument is tot in precisie afgewerkt en strenge meervoudige kwaliteitscontroles ondergaan.

Met de stompe wondhaak volgens Volkmann kunnen ongevoelige weefsels tijdens operatieve ingrepen veilig worden weggehouden.

Staalsamenstelling

De Medipharchem medische instrumenten volstaan veelal enkel geharde, roestvrije staalsoorten (410/420). Deze staalsoorten voldoen aan de eisen met betrekking tot; duurzaamheid / slijtvastheid, corrosiebestendigheid, stevigheid / stijfheid en elasticiteit. Bij de materiaalkeuze voor een specifiek instrument wordt tevens onderscheid gemaakt tussen *snijdende* en *niet snijdende* instrumenten.

“Voor snijdende instrumenten wordt gebruik gemaakt van harder staal om de duurzaamheid / slijtvastheid te vergroten. Voor niet snijdende instrumenten wordt veelal staal gebruikt dat meer elastisch is. Met name bij pincetten is elasticiteit een essentiële eigenschap.”

Producteigenschappen

- Materiaal: RVS
- Volgens Volkmann
- Tand(en): 2
- Lengte: 21 cm
- Stompe tanden

Voor een andere tanduitvoering van Volkmann klik hier!



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3006801	Medipharchem Wondhaak Volkmann 2 Tand(en) Stomp 21cm B001591.22	1 st.		
	3072075	Medipharchem Wondhaak Volkmann 2 Tand(en) Stomp 21cm B001591.22	1 st.		