

Wesseling steunadapterset onderzoeksbank

Productinformatie

Wesseling, steunadapterset voor onderzoeksbanken; als onderdeel van diverse Wesseling onderzoeksbanken.

De adapters zijn nodig om de verschillende steunen te kunnen gebruiken. De houders zijn zwenkbaar waardoor de diverse steunen goed te positioneren zijn. Wanneer de adapters niet worden gebruikt kunnen ze onder de bekleding van de onderzoeksbank worden weggeschoven. Geschikt voor gebruik met kniesteunen, haksteunen, voetsteunen en armsteunen. De adapters zijn geschikt voor gebruik met de Praxis 3, 4 en Kombi Elite onderzoeksbanken.

Specificatie:

- steunadapterset
- voor knie-, hak-, voet- en armsteunen
- geschikt voor: Praxis 3 en 4 en Kombi Elite onderzoeksbanken



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3069678	Wesseling Accessoires Adapters Met Stop (set) Tbv Praxis 3<(>&<)>4,kombi Elite - Adapb02	1 st.		