

OMRON M6 Comfort AFib bloeddrukmeter automatisch

Productinformatie

Omron M6 Comfort AFib, automatische bloeddrukmeter met IntelliSense-technologie en Intelli Wrap bloeddrukmanchet; voor het meten van de bloeddruk en de hartslag.

Automatische bloeddrukmeter voor de bovenarm geleverd met Intelli Wrap bloeddrukmanchet. De Intelli Wrap bloeddrukmanchet zorgt, ongeacht de positie van de manchet om de arm, voor een nauwkeurige meting. De bloeddrukmanchet is geschikt voor een bovenarmomvang tussen 22-42cm. Door op de start/stop knop te drukken wordt de bloeddrukmanchet automatisch met lucht gevuld en start de meting. De IntelliSense-technologie zorgt ervoor dat de bloeddrukmanchet tot de juiste druk wordt opgepompt. De bloeddrukmeter meet volgens de oscillometrische meetmethode, deze meetmethode meet de drukwisselingen in de slagader en zet deze beweging om in een digitale aanduiding. De bloeddrukmeter is tevens voorzien van een functie waarmee een onregelmatige pols gedetecteerd kan worden, wat kan wijzen op atriumfibrilleren (AFib). Door te monitoren op hartritmestoornissen kan het apparaat helpen bij het terugdringen van beroertes. De meter is voorzien van een LCD-scherm en een automatisch ontluchtingsventiel. De indicatielampjes geven een waarschuwing wanneer de bloeddruk te hoog is of wanneer de bloeddrukmanchet te strak zit. De bloeddrukmeter biedt geheugen voor twee gebruikers. Te gebruiken met 4 AA batterijen of bijgeleverde adapter. De batterijen gaan ongeveer 1000 metingen mee. Latexvrij.

Inhoud:

- OMRON M6 Comfort AFib meter
- Inteliwrap manchet 22-42cm
- 4x AA batterijen
- gebruiksaanwijzing 1&2
- opbergkoffer

Specificatie:

- bloeddrukmeter
- automatisch
- AFib-detectie
- IntelliSense-technologie
- Intelli Wrap bloeddrukmanchet
- bovenarm
- oscillometrishe meetmethode

- LCD-scherm
- automatisch ontluichtingsventiel
- indicatielampjes
- meetbereik bloeddruk: 0-299 mmHg (nauwkeurigheid ± 3 mmHg)
- meetbereik hartslag: 40-180 slagen/min (nauwkeurigheid $\pm 5\%$)
- vrij van: latex



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3070378	Omron Bloeddrukmeter M6 Comfort Afib Inclusief Manchet 22-42cm - Hem-7380-e	1 st.	10 st.	