

Curas urinaal pulp man

Productinformatie

Curas, urinaal van pulp; voor mannen die niet zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Wegwerpbaar (disposable) urinaal voor gebruik door mannen. Kan tevens gebruikt worden voor het opvangen en afvoeren van urine uit een urinezak. Het urinaal is gemaakt van pulpvezels met waterresistente eigenschappen voor maximaal 4 uur. Voor maximale infectiepreventie kan het urinaal gebruikt worden in combinatie met een SAP (Super Absorberend Poeder) sachet om de vloeistoffen te geleren. Het urinaal kan in een macerator verpulverd worden.

Door de platte onderzijde is het urinaal stabiel neer te zetten. Het urinaal heeft een grote, gladde randopening voor comfortabel en veilig gebruik door de patiënt.

Specificatie:

- urinaal
- voor mannen
- materiaal pulp
- max. 4 uur vochtbestendig
- disposable



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3070412	Curas Urineflap Pulp 1l - 8600	1 st.	100 st.	