

LoFric Origo Sleeve Flexible eenmalige katheter bolvormige tip 40cm

Productinformatie

LoFric Origo Sleeve Flexible, eenmalige katheter met flexibele, bolvormige tip, sleeve en geïntegreerd watersachet, van POBE met PVP coating; voor non-touch intermitterende (zelf)katheterisatie.

De steriele 1-weg katheter is gemaakt van POBE (polyolefine gebaseerd elastomeer) en voorzien van een hydrofiele coating met PVP. De coating is direct te activeren door middel van de steriele zoutoplossing (steriel water met NaCl) in het sachet, dat geïntegreerd is in de verpakking. Voor activatie van de katheter hoeft alleen op het sachet geknepen te worden. De katheter heeft een flexibele, bolvormige (druppelvorm) tip met een wat dunnere hals die taps toeloopt naar de katheterbuis en 2 zijdelings geplaatste, afgeronde en platte katheterogen. Aan de gekleurde conus bevindt zich een opgevouwen droge sleeve, deze ontvouwt zich over de hele katheter als de katheter aan de conus uit de verpakking wordt genomen. Door de sleeve wordt de katheter tijdens het inbrengen niet aangeraakt (non-touch). Door de lus in het label is de peel-open verpakking gemakkelijk te openen, ook bij een beperkte handfunctie. Aan de achterzijde van de verpakking bevindt zich een plakstrip, waarmee de katheter eventueel opgehangen kan worden aan een droog en schoon oppervlak. De verpakking is te gebruiken als wegwerpzak voor de katheter. De katheter is oprolbaar tot zakformaat, waardoor deze gemakkelijk mee te nemen is. De katheter bevat geen PVC, ftalaten of latex en is voor eenmalig gebruik.

Specificatie:

- eenmalige katheter
- flexibele, bolvormige (druppelvorm) tip
- POBE met PVP coating
- sleeve
- 2 afgeronde, gladde katheterogen
- geïntegreerd sachet met steriel water en NaCl
- direct te activeren
- compact oprolbaar
- lengte 40cm
- eenmalig gebruik
- steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3070842	Lofric Origo Sleeve Intermittierend Flexbol Ch12 40cm 4481265 Steriel	30 st.	120 st.	17326877
	3070844	Lofric Origo Sleeve Intermittierend Flexbol Ch14 40cm 4481465 Steriel	30 st.	120 st.	17326885