

HEKURA fixatieband urinekatheter

Productinformatie

HEKURA, fixatieband urinekatheter; voor het fixeren van een katheter langs het been.

De fixatieband urinekatheter is gemaakt van nylon, breigaren en spandex. De band kan rond het been gefixeerd worden middels de klittenbandsluiting. De katheter wordt middels een klittenbandsluiting aan de fixatieband bevestigd. Er hoeft geen pleister gebruikt te worden om de katheter verder te fixeren. De fixatieband is latexvrij.

Specificatie:

- fixatieband urinekatheter
- materiaal: nylon, breigaren en spandex
- klittenbandsluiting
- latexvrij



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3071135	Hekura Katheter Fixatieband Antislip 2,5cm Uz8851	25 st.	100 st.	17273617