

Decifera Foam Silicone schuimverband

Productinformatie

Decifera Foam Silicone, schuimverband met siliconen wondcontactlaag; voor de behandeling van licht tot matig exsuderende wonden.

Het steriele schuimverband bestaat uit een siliconen wondcontactlaag, polyurethaan schuimkussen en polyurethaan toplaag. De siliconen wondcontactlaag voorkomt dat het verband met de wond verkleeft en beschermt zo nieuw gevormd weefsel. Het schuimkussen is sterk absorberend en sluit wondvocht in, waardoor wond(rand)verweking wordt voorkomen. De toplaag is van semi-permeabele polyurethaan, dat van binnenuit waterdampdoorlatend is, maar van buitenaf water- en bacterieafstotend is. Het wondverband draagt bij tot een vochtig wondmilieu. Het verband moet gefixeerd worden.

Specificatie:

- schuimverband
- siliconen wondcontactlaag
- polyurethaan schuimkussen
- polyurethaan toplaag
- steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------