

Decifera Foam Silicone border schuimverband met kleebrand

Productinformatie

Decifera Foam Silicone border, schuimverband met siliconen kleebrand; voor de behandeling van licht tot matig exsuderende wonden.

Het steriele schuimverband bestaat uit een siliconen wondcontactlaag, polyurethaan schuimkussen, polyurethaan toplaag en siliconen kleebrand. De siliconen wondcontactlaag voorkomt dat het verband met de wond verkleeft en beschermt zo nieuw gevormd weefsel. Het schuimkussen is sterk absorberend en sluit wondvocht in, waardoor wond(rand)verweking wordt voorkomen. De toplaag is van semi-permeabele polyurethaan, dat van binnenuit waterdampdoorlatend is, maar van buitenaf water- en bacterieafstotend is. Het wondverband draagt bij tot een vochtig wondmilieu. Het verband heeft een siliconen kleebrand en is geschikt om wonden op lastige plekken af te dekken.

Specificatie:

- schuimverband
- siliconen wondcontactlaag
- polyurethaan schuimkussen
- polyurethaan toplaag
- siliconen kleebrand
- steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------