

REPOSE anti-decubitus matras

Productinformatie

REPOSE, anti-decubitus matras; risico verminderend voor doorligwonden.

Het anti-decubitus matras bestaat uit 16 met elkaar verbonden luchtkamers welke met een speciale handpomp met lucht gevuld worden. De pomp zorgt ervoor dat het matras met de juiste druk wordt opgeblazen; hierdoor ontstaat er een drukverdeling waardoor het risico op doorligwonden wordt beperkt. Het matras en het ventiel zijn gemaakt van damp- en vochtdoorlatend polyurethaan en zijn latex- en ftalatenvrij. De pomp is tevens ook de opbergkoker voor het matras wanneer deze niet wordt gebruikt.

Specificatie:

- anti-decubitus matras
- 16 luchtkamers
- materiaal: 50µm dun polyurethaan
- pomp tevens opbergkoker
- vrij van: latex
- vrij van: ftalaten



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------