

Tensofast double stretch fixatiebuisverband

Productinformatie

Tensofast double stretch, fixatiebuisverband; voor bescherming en fixeren van o.a. kompressen, steun- en zalfverbanden.

Naadloos, licht elastisch in lengte en breedte, rondgeweven buisverband. Het zachte, soepele materiaal vormt zich naar de lichaamscontouren en voelt comfortabel aan. Ook op moeilijke plaatsen blijft het verband goed op zijn plaats. Vocht opbouw onder het verband wordt voorkomen doordat deze luchtdoorlatend is. Gemaakt van latexvrij materiaal. Het verband is meerdere malen bruikbaar omdat het wasbaar en steriliseerbaar is.

Specificatie:

- fixatiebuisverband
- van: 92% viscose, 3% polyamide, 5% lycra
- naadloos
- rondgeweven
- buisverband
- zacht
- luchtdoorlatend
- latexvrij
- wasbaar
- steriliseerbaar

Toepassing:

- fixatie van kompressen, steun- en zalfverbanden
- bescherming van huid en kleding bij zalfverbanden
- als onderkous bij Ambulante Compressie Therapie
- bij het gebruik van Wet Wrap techniek BSN



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3002595	Bsn Tensofast Double Stretch Fixatiebuisverband 10m X 5cm Groen 73447-01	1 st.	28 st.	15260305
	3002596	Bsn Tensofast Double Stretch Fixatiebuisverband 10mx17.5cm Beige 73447-04	1 st.	7 st.	15260348
	3032955	Bsn Tensofast Double Stretch Fixatiebuisverband 10m X 7.50cm Blauw 73447-02	1 st.	20 st.	15260313
	3057541	Bsn Tensofast Double Stretch Fixatiebuisverband 10mx10.75cm Geel 73447-03	1 st.	14 st.	15260321