

Tubigrip steunbuisverband

Productinformatie

Tubigrip, steunbuisverband; voor steun en compressie.

Het elastische steunbuisverband is gemaakt van katoen. Het buisverband wordt dubbel aangebracht en geeft overal een gelijkmatige druk. Bevat latex. Het verband kan op de juiste lengte afgeknipt worden.

Specificatie:

- steunbuisverband
- latex
- te knippen


Toepassen bij:

- lichte vormen van oedeem
- spataderen
- verrekkingen van pezen of banden
- na gipsbehandeling



Maat	Platte maat	Omvang	medium druk
A	4,5 cm	10-13 cm	10-13 cm
B	6,25 cm	13-16 cm	13-17 cm
C	6,75 cm	16-20 cm	17-22 cm
D	7,5 cm	20-24 cm	22-28 cm
E	8,75 cm	24-28 cm	28-36 cm
F	10 cm	28-36 cm	36-46 cm
G	12 cm	36-46 cm	46-110 cm
J	17,5 cm	46-110 cm	110-145 cm
K	21,5 cm	110-145 cm	145-180 cm
L	32,5 cm	145-180 cm	180 cm +
M	39 cm	180 cm +	

Maat	Geschikt voor
A	kinderhand- en kinderarmverband
B	klein hand-, arm- en voetverband
C	middelgroot hand-, arm-, voet- en onderbeenverband
D	groot hand-, arm-, voet- en onderbeenverband
E	beenverband, groot arm- en klein bovenbeenverband
F	been- en bovenbeenverband
G	groot bovenbeenverband
J	klein rompverband
K	middelgroot rompverband
L	groot rompverband
M	zeer groot rompverband



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3029641	Tubigrip E Steunbuisverband Beige 10m 24-28cm Ref 1448	1 st.	24 st.	12208094
	3029677	Tubigrip Compressief Buisverband 1m Huidskleur Maat F 1548-02	12 st.	60 st.	12208108
	3029676	Tubigrip E Steunbuisverband Beige 1m 24-28cm Ref 1547	12 st.	60 st.	12208086

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3029675	Tubigrip D Steunbuisverband Beige 1m 20-24cm Ref 1546	12 st.	60 st.	12208051
	3029674	Tubigrip C Steunbuisverband Beige 1m 16x20cm Ref 1545	12 st.	60 st.	12208035
	3029673	Tubigrip G Steunbuisverband Wit 1m 36-46cm Ref 1524	12 st.	60 st.	12207934
	3029672	Tubigrip B Steunbuisverband Wit 1m Ref 1520	12 st.	60 st.	13663712
	3029646	Tubigrip G Steunbuisverband Beige 10m 36-46cm Ref 1453	1 st.	12 st.	13121251
	3029645	Tubigrip F Steunbuisverband Beige 10m 28-36cm Ref 1452	1 st.	20 st.	12208116
	3029644	Tubigrip D Steunbuisverband Beige 10m 20-24cm Ref 1451	1 st.	28 st.	12208078
	3029643	Tubigrip C Steunbuisverband Beige 10m 16-20cm Ref 1450	1 st.	28 st.	12208043
	3029642	Tubigrip B Steunbuisverband Beige 10m 13-16cm Ref 1449	1 st.	32 st.	12208027
	3029630	Tubigrip E Steunbuisverband Wit 10m 24-28cm Ref 1434	1 st.	24 st.	12207896
	3029640	Tubigrip M Steunbuisverband Wit 10m X 39cm Ref 1444	1 st.	4 st.	16281365
	3029639	Tubigrip C Steunbuisverband Wit 10m 16-20cm Ref 1443	1 st.	28 st.	12207861
	3029638	Tubigrip L Steunbuisverband Wit 10m 145+cm Ref 1442	1 st.	4 st.	12208000
	3029637	Tubigrip K Steunbuisverband Wit 10m X 21.5cm Ref 1441	1 st.	6 st.	12207985
	3029636	Tubigrip J Steunbuisverband Wit 10m 46-110cm Ref 1440	1 st.	8 st.	12207969
	3029635	Tubigrip G Steunbuisverband Wit 10m 36-46cm Ref 1439	1 st.	12 st.	12207942
	3029634	Tubigrip F Steunbuisverband Wit 10m Ref 1438	1 st.	20 st.	12207926
	3029633	Tubigrip D Steunbuisverband Wit 10m Ref 1437	1 st.	28 st.	12207888
	3029632	Tubigrip B Steunbuisverband Wit 10m 13-16cm Ref 1436	1 st.	32 st.	12207853

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3029631	Tubigrip A Steunbuisverband Wit 10m Ref 1435	1 st.	44 st.	14327988