

UrgoTul Ag wondcontactlaag

Productinformatie

UrgoTul Ag, wondcontactlaag met zilverdeeltjes; voor wonden met tekenen van locale (of risico op) infectie.

De steriele wondcontactlaag bestaat uit een plooibaar polyester gaas dat geïmpregneerd is met hydrocolloïddeeltjes (CMC), vette bestanddelen en zilverdeeltjes (TLC-Ag). De hydrocolloïddeeltjes vormen bij contact met wondvocht een gellaag. Deze gellaag vormt samen met het polyester gaas een lipide-colloïde film. De contactlaag laat wondvocht door naar een secundair wondverband, waardoor wond(rand)verweking voorkomen. De zilverdeeltjes hebben een antibacteriële werking op bacteriën, schimmels en gisten. De wondcontactlaag verkleeft niet aan de wond en is te verwijderen zonder het wondbed te verstoren. Verder voelt de contactlaag niet vet aan, is plooibaar en vormt zich naar de contouren van de wond. De wondcontactlaag is knipbaar en moet afgedekt worden met een secundair wondverband.

Specificatie:

- wondcontactlaag
- polyester gaas
- hydrocolloïddeeltjes (CMC)
- vette bestanddelen
- zilverdeeltjes (TLC-Ag)
- antibacterieel
- gelvormend
- knipbaar
- steriel

Toepassen voor:

- chronische wonden
- decubitus
- beenulcera
- acute wonden
- partial thicknes brandwonden
- dermabrasie
- traumatische wonden
- chirurgische wonden

Niet toepassen bij:

- bekende gevoeligheid voor zilver

- indien een MRI (Magnetic Resonance Imaging) onderzoek wordt ondergaan



Artikelloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3054512	Urgotul Ag Wondcontactlaag 10x12cm 553003 Steriel	5 st.	80 st.	16783913
	3054513	Urgotul Ag Wondcontactlaag 15x20cm 553004 Steriel	5 st.	60 st.	16783905