

SKATER Fix katheterfixatiepleister

Productinformatie

SKATER Fix, katheterfixatiepleister met schuimblok en klittenband, past op alle drainage katheters.

De fixatiepleister bestaat uit een centrale dunne laag/drager van hydrocolloïd kleefstof en is bedekt met een non-woven pleister. Het zachte schuim blok en klittenband voorkomt dat de katheter knikt. De katheter wordt gefixeerd met de klittenband en komt minimaal in contact met tape. De velcro buitenlaag/cover kan geopend worden voor inspectie van de punctie plek. Op deze manier heeft u de mogelijkheid om te controleren op infectie of lekkage wanneer u dit maar wenst.

Specificatie:

- katheterfixatiepleister
- centrale dunne laag hydrocolloïd bedekt met non-woven pleister en zacht schuimblok met klittenband
- katheter knikt niet
- minimaal contact met tape
- openen velcro buitenlaag voor inspectie



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3032402	Skater Fix Katheter Fixatiepleister 802500001 Steriel	25 st.	25 st.	15148297