

TENA Comfort Mini inlegger met plakstrook

Productinformatie

Tena Comfort Mini, wegwerp inlegger met plakstrook; voor dames en heren met matige urine-incontinentie.

De inlegger heeft een plakstrook, waardoor hij op zijn plaats blijft. De toplaag van de inlegger voert urine af naar de snel absorberende kern (Dry Fast Core) met sterk absorberende korrels. Hierdoor worden huidirritaties voorkomen en zorgt Odour Control in de kern ervoor dat ongewenste geurtjes worden tegengegaan. De vochtwerende buitenlaag voorkomt doorlekken en houdt urine vast in de kern.

Specificatie:

- wegwerp inlegger
- plakstrook
- vochtwerende buitenlaag
- snel absorberende kern (Dry Fast Core)
- met sterk absorberende korrels (Odour Control)
- absorptie vlgs ISO 11948-1 (Rothwell Methode)



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3052088	Tena Comfort Inlegger Mini Extra 761531	30 st.	240 st.	16770781
	3052266	Tena Comfort Mini+ Inlegger Met Plakstrook 10x28cm 334ml 761425	30 st.	180 st.	16770765
	3052267	Tena Comfort Inlegger Mini Super 761717	30 st.	180 st.	16770803