

sempermed syntegra UV chirurgische handschoen polyisopreen poedervrij

Productinformatie

sempermed syntegra UV, poedervrije chirurgische handschoen van polyisopreen; voor de bescherming van de handen bij chirurgische ingrepen.

Steriele chirurgische handschoenen (operatiehandschoen) voor eenmalig gebruik. De beige, poedervrije handschoen is gemaakt van polyisopreen. In tegenstelling tot chloropreen rubber is de moleculaire structuur van polyisopreen identiek aan dat van natuurlijk rubber. Het voordeel hiervan is dat deze polyisoprene handschoen dezelfde elasticiteit en comfort biedt als natuurlatex maar dan met volledige veiligheid voor latexallergie type I en VI.

De anatomische handschoen is voorzien van een rolrand, waardoor hij gemakkelijk aan te trekken is. Het lange manchet zorgt ervoor dat de handschoen niet van de mouw van de operatiejas kan afschuiven waardoor de huid bloot komt te liggen; de polsen zijn daarmee ook beschermd. De binnenkant van de handschoen is voorzien van een synthetische latexvrije coating waardoor de handschoenen gemakkelijk aan te trekken zijn.

De handschoen is gecertificeerd volgens de EN 1041, EN 455, EN 420, EN 374 en EN 15223-1. De AQL (Acceptable Quality Level) van de handschoenen is 0.65. Hoe lager het AQL-nummer, hoe groter de hoeveelheid bescherming die u voor uw handen zult hebben. De handschoenen zijn vrij van poeders, accelerators en latex. Dit voorkomt het risico op latexallergie type I en type IV. De steriele handschoenen zijn geschikt voor eenmalig gebruik. Specificatie:

- chirurgische handschoen
- van: polyisopreen
- poedervrij
- lang manchet
- met rolrand
- synthetische binnencoating
- anatomisch gevormd
- wanddikte bij handpalm: 0.20-0.25 mm
- conform: EN 1041, EN 455, EN 420, EN 374 en EN 15223-1
- treksterkte volgens EN 455: >9N
- vrij van: latex
- vrij van: accelerators
- AQL: 0.65

- kleur: beige
- steriel
- eenmalig gebruik



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------