

Accu-Chek Aviva Expert bloedglucosemeter startpakket

Productinformatie

MSS Accu-Chek Aviva Expert, startpakket met een bloedglucosemeter die de hoeveelheid insuline berekent; complete set om direct het bloedglucosegehalte te meten.

Inhoud startpakket:

- Accu-Chek Aviva Expert diabetes manager bloedglucosemeter
- Accu-Chek FastClix prikpen
- Accu-Chek FastClix lancethouder met 12 lancetten
- etui
- handleidingen

Specificatie bloedglucosemeter:

- testduur 5 seconden
- monstervolume minimaal 0.6µl
- geluidssignalen
- volbloed gekalibreerd
- automatische codering
- weergave gemiddelde waarden
- maaltijdmarkering
- hypo- en hyperalarm zelf instelbaar
- meetmethode elektrische geleiding
- meetbereik tussen 0.6-33.3mmol/L
- omgevingstemperatuur tussen de 8°C en 44°C
- geheugencapaciteit 1000 testresultaten

Specificatie insulinecalculator:

- eenheden insuline per dosis 0.5 of 1IE
- maximale insulinedosis 50IE

Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------