

Cutimed Siltec L schuimverband

Productinformatie

Cutimed Siltec L, dun schuimverband met siliconen wondcontactlaag en superabsorbers; voor droge tot licht vochtafgevende, oppervlakkige, epithelialiserende wonden bij een normale tot zeer gevoelige huid.

Het steriele schuimverband bestaat uit een geperforeerde siliconen wondcontactlaag, een schuimkern met aan de bovenzijde superabsorbers en een semi-permeabele polyurethaan toplaag. De geperforeerde siliconen wondcontactlaag laat het wondvocht door naar de schuimkern en hecht licht op gezonde huid, maar niet op plaatsen waar de wond vochtig is. Dit geeft bescherming van de wond en nieuw, kwetsbaar weefsel en maakt tussentijdse inspectie van de wond mogelijk. De schuimkern heeft een verticaal absorptievermogen voor wondvocht met zowel lage als hoge viscositeit. Het wondvocht wordt doorgegeven naar de bovenliggende superabsorbers, die het wondvocht vasthouden, ook onder compressie. Doordat het wondvocht snel wordt opgenomen, wordt wondbed- en wondrandverweking voorkomen. De polyurethaan toplaag is lucht- en waterdampdoorlatend, voorkomt doorlekken van wondvocht en creëert een vochtig wondmilieu bij droge wonden. Het schuimverband is knipbaar en moet gefixeerd worden.

Specificatie:

- schuimverband
- dun
- geperforeerde siliconen wondcontactlaag
- schuimkern met superabsorbers
- polyurethaan toplaag
- matig absorberend
- plooibaar
- knipbaar
- steriel

Toepassen bij:

- veneuze ulcera
- diabetische ulcera
- decubitus
- donor sites
- tweedegraads brandwonden
- postchirurgische en/of opengesprongen wonden



Artikelloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3002543	Cutimed Siltec L Wondverband 15x15cm 73283-02 Steriel	10 st.	100 st.	15390004
	3002542	Cutimed Siltec L Wondverband 10x10cm Steriel 10st	10 st.	100 st.	15389979