

BD Micro-Fine Ultra pennaald

Productinformatie

BD Micro-Fine Ultra, pennaald met extra dunne wand; voor toediening van insuline met behulp van een insulinepen.

Pennaald met PentaPoint naaldpunt en EasyFlow technologie. De PentaPoint naaldpunt heeft vijf schuine kanten voor een minder pijnlijke injectie. Door de extra dunne wand, EasyFlow technologie, heeft de pennaald een grote binnendiameter. De grote binnendiameter maakt een goede insulinedoorstroming mogelijk en is er minder druk nodig bij het inspuiten. Verder is de pennaald voorzien van een glijmiddel om ervoor te zorgen dat het inbrengen van de pennaald makkelijker gaat. De pennaald kan bevestigd worden op alle gangbare insulinepennen. Voor éénmalig gebruik, latexvrij. Steriel verpakt.

Specificatie:

- pennaald
- PentaPoint naaldpunt
- EasyFlow technologie
- latexvrij
- steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3030959	Bd Microfine Ultra Pennaald 0,23x4mm 32g 320584 Steriel	100 st.	1200 st.	16090322
	3060104	Bd Microfine Ultra Pennaald 0,25x5mm 31g 320586 Steriel	100 st.	1200 st.	16928296