

CARBONET koolstofkompres

Productinformatie

CARBONET, niet verklevend, geurneutraliserend koolstofkompres; voor de behandeling van sterk vochtafgevend, geïnfecteerde en riekende wonden.

 Het steriel geurneutraliserend koolstofkompres bestaat uit een niet aan de wond verklevende wondcontactlaag, een absorberende laag, een actieve koolstoflaag en een toplaag. De geactiveerde koolstof absorbeert bacteriën en vermindert de onaangename geuren verbonden aan geïnfecteerde en anderszins besmette wonden. Het kompres verkleeft niet aan de wond, de wondcontactlaag vermindert het risico van opnieuw onnodig trauma bij wondinspectie of vervanging/verwijdering van het kompres.

Specificatie:

- koolstofkompres
- actief koolstof; geurneutraliserend en bacterie absorberend
- absorberend
- niet verklevend
- steriel

Toepassen voor:

- ulcus cruris
- ulcerende carcinoma
- (faecale) fistels
- geïnfecteerde wonden



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------