

Optiflo spoelvloeistof solutio S


Productinformatie

Optiflo, spoelvloeistof solutio S; voor katheterspoeling.

✖ De oplossing verwijdt katheteraanslag snel en doeltreffend. Het harmonica-ontwerp geeft de mogelijkheid de katheter gemakkelijk en gecontroleerd te spoelen. Inwerktijd is overbodig, dit beperkt het risico op weefselschade. Twee kleinere achtereenvolgende spoelingen zijn doeltreffender dan een grote spoeling om de aanslag te verwijderen. Reinigt de katheter over de volledige lengte en voorkomt alkalineaanslag. Bevat magnesiumoxide om weefselirritatie te beperken.

Specificatie:

- spoelvloeistof
- natriumchloride 0.9% g/v oplossing
- flacon harmonica-ontwerp, voor gecontroleerd spoelen
- steriel



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3003698	Optiflo Spoelvloeistof Nacl 0,9% 100ml Csx100	12 st.	72 st.	15606805
	3034452	Bard Optiflo S Katheterspoelvloeistof Nacl 0,9% 50ml Csx50 Steriel	12 st.	96 st.	15606791