

ScarView litteken siliconengel

Productinformatie

ScarView, litteken siliconen gel; ter ver voorkoming en behandeling van nieuwe en oude, hypertrofische en keloïde littekens.

De litteken siliconengel is een transparante, geurloze en sneldrogende siliconengel, die zowel oude als nieuwe hypertrofische en keloïde littekens kan verbeteren. De gel maakt littekens vlakker, zachter en gladder, verlicht jeuk en irritatie en zal de roodheid van het litteken verminderen. De gel is te gebruiken op moeilijke plaatsen als ellebogen en knieën en op zichtbare plaatsen als het gezicht. De gel droogt snel, na aanbrengen kan make-up opgebracht worden.

Samenstelling:

- dimethicone
- cyclomethicones
- silicone copolymeer

Specificatie:

- litteken siliconengel
- transparant
- geurloos
- sneldrogend

Niet toepassen:

- bij overgevoeligheid voor siliconen rubber
- op een open of acute wond
- op slijmvliesen of in direct contact met de ogen (oogleden zijn mogelijk)
- in combinatie met andere huidbehandelingen zonder doktersadvies



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3069286	Scarview Siliconen Littekengel 15ml Scarv30	1 st.		16303490

