

ADAPTIC TOUCH wondcontactlaag siliconen

Productinformatie

ADAPTIC TOUCH, niet verklevende wondcontactlaag met laag siliconen; voor de behandeling van droge tot veel vochtafscheidende wonden waarbij verkleving van het verband met het wondbed moet worden voorkomen.

De steriele transparante wondcontactlaag bestaat uit een wijdmazig cellulose-acetaat net voorzien van een zachte siliconen laag. Het verband verkleeft niet aan de wond. Het verband droogt niet uit en zorgt dat verbandwisselingen niet pijnlijk zijn.

Het heeft een wijdmazige structuur waardoor overtollig wondvocht makkelijk kan passeren en kan worden opgenomen in een absorberend bovenverband. Dit, samen met de verticale doorlaatbaarheid van de siliconen, voorkomt verweking van de wondranden. Het verband hecht op de droge intacte huid waardoor het goed op zijn plaats blijft.

Specificatie:

- wondcontactlaag
- wijdmazig cellulose-acetaat net met niet verklevende siliconen laag
- laat verticaal wondvocht door
- beschermt nieuw weefsel
- geen pijnlijke verbandwisseling
- transparant
- steriel

Toepassen:

- veneus ulcera (open beenwond)
- decubitus ulcera (doorligwonden)
- diabetisch ulcera (zweren door suikerziekte)
- traumatische en chirurgische wonden
- donor sites (getransplanteerde huid)
- 1e en 2e graads verbrandingen
- onder compressie en in combinatie met negatieve druktherapie onder medische supervisie

Niet toepassen bij:

- patiënten met een bekende overgevoeligheid voor silicone of celluloseacetaatweefsel
- chirurgische implantatie



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3032058	Adaptic Wondcontactlaag Touch 7.60 X 5 Cm Ref Tch501 *s*	10 st.	50 st.	16181581
	3032059	Adaptic Wondcontactlaag Touch 7.60 X 11 Cm Ref Tch502 *s*	10 st.	50 st.	16181603
	3032060	Adaptic Wondcontactlaag Touch 12.70 X 15 Cm Ref Tch503 *s*	10 st.	50 st.	16181611