

AQUACEL Ag+ Extra vezelverband zilver versterkt

Productinformatie

AQUACEL Ag+ Extra, antibacterieel, dubbellaags hydrofiber wondverband met zilver; voor chronisch en acute, matig tot zeer sterk vochtafgevend, kritisch gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden.

Het steriele, antibacteriële wondverband bestaat uit twee lagen Aquacel Hydrofiber verband met versterkte cellulose vezels en zilver. Door de toevoeging van zilver vernietigt het verband de biofilm, die wordt gevormd als bacteriekolonies een slijmlaag uitscheiden en doodt het een breed spectrum van bacteriën. Nieuwe vorming van biofilm wordt tegen gegaan, doordat nieuwe kolonisatie van bacteriën wordt voorkomen. De dubbele laag Aquacel Hydrofiber zorgt voor extra absorptie en sluit wondexsudaat in, waardoor verweking van de wondranden wordt verminderd en het verband langer op de wond kan blijven. Een stiksel zorgt voor extra stevigheid, zodat het verband eenvoudig in z'n geheel verwijderd kan worden. Het verband vormt een gellaag als het in aanraking komt met wondvocht. De gellaag beschermt het granulatieweefsel en minimaliseert pijn tijdens verbandwisselingen. Het verband behoudt een optimale vochtbalans in het wondbed en sluit naadloos aan op het wondbed, waardoor 'dode ruimtes' waar bacteriën kunnen groeien worden geminimaliseerd. Het wondverband kan onder compressie en wordt afgedekt met een secundair verband.

Specificatie:

- vezelverband
- dubbellaags hydrofiber wondverband met zilver
- versterkt
- antibacterieel
- verticale absorptie
- verstevigde structuur
- knipbaar
- steriel

Toepassen bij:

- decubitus en ulcera cruris
- diabetische voetulcera
- schaaf- en snijwonden, donorsites en tweedegraads brandwonden
- chirurgische en traumatische wonden die secundair genezen
- oncologische wonden

Niet toepassen:

- bij overgevoeligheid voor hydrofiber verband



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3033258	Aquacel Ag + Hydrofiber Wondverband Extra Antibacterieel Met Zilver 5 X 5 Cm Ref 413566 *s*	10 st.	200 st.	15964191
	3033259	Aquacel Ag + Hydrofiber Wondverband Extra Met Zilver Dubbellaags 10 X 10 Cm Ref 413567 *s*	10 st.	200 st.	15964205
	3033260	Aquacel Ag + Hydrofiber Wondverband Extra Met Zilver Dubbellaags 15 X 15 Cm Ref 413568 *s*	5 st.	100 st.	15964213
	3033261	Aquacel Ag + Hydrofiber Wondverband Extra Met Zilver 20 X 30 Cm Ref 413569 *s*	5 st.	25 st.	15964221