

3M Scotchcast polyester spalk

Productinformatie

3M Scotchcast, thermoplast spalk; als steunverband bij fracturen en om een kleine spalk mee te maken.

Spalk van lichtgewicht thermoplastisch materiaal dat uiteenlopende gebieden te gebruiken is. Het thermoplastische materiaal is bijvoorbeeld geschikt om een kleine spalk mee te maken, zoals voor een vinger, een hand of een onderarm. Ook is de thermoplastische spalk geschikt voor gebruik in het KNO-gebied (het gebied rond de Keel, Neus en Oren), bijvoorbeeld bij de behandeling van een neusfractuur of een cosmetische ingreep. Daarnaast kan de spalk ook gebruikt worden voor een steunverband, bij een fractuur of na wondverzorging. Voor het maken van een röntgenfoto hoeft de spalk niet verwijderd te worden. De spalk is gemaakt van een huidvriendelijk thermoplastisch, polyester materiaal met een polyurethaan schuimlaag. Het materiaal van de spalk heeft geen scherpe randen, is niet-klevend aan huid of haar en is te gebruiken zonder handschoenen. Verder is het materiaal van de spalk geperforeerd, wat zorgt voor een goede luchtcirculatie. De spalk is waterafstotend en te knippen met een schaar.

Specificatie:

- spalk
- materiaal thermoplastisch polyester
- met polyurethaan schuimlaag
- lichtgewicht
- röntgendoorlaatbaar
- niet-klevend
- geperforeerd
- waterafstotend

Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------