

HemoCue WBC DIFF cuvette bloedanalyse-apparaat

Productinformatie

HemoCue WBC DIFF 301, cuvette bloedanalyse-apparaat; voor een vijfdelige differentieel WBC analyse in het bloed.

De cuvette dient samen met de HemoCue WBC DIFF 301 analyzer gebruikt te worden. De cuvette neemt het benodigde bloedvolume op en vermengt dit automatisch met het reagens in de cuvette. Na het uitnemen van een cuvette de verpakking goed sluiten.

Specificatie:

- cuvette bloedanalyse-apparaat
- HemoCue WBC DIFF 301 analyzer



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3007188	Hemocue Cuvetten Tbv Wbc Diff 113503	50 st.	50 st.	