

Telfa absorberend verband

Productinformatie

Telfa, absorberend verband; voor licht vochtafgevende wonden.

Niet verklevend verband. Het absorberend kussen bestaat uit 100% katoen tussen twee lagen geperforeerde polyethyleenfolie dat niet verkleeft en wondvocht optimaal doorlaat.

Specificatie:

- absorberend verband
- wondkussen van 100% katoen
- twee lagen geperforeerde polyethyleenfolie
- niet-verklevend
- steriel

Toepassen bij:

- licht vochtafgevende wonden
- brandwonden
- huid transplantatie
- donor sites
- schaafwonden
- chirurgische snijwonden



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
--	------------	--------------	------------	------------	-----------